

ZIELWERTLISTE / LIST OF TARGET VALUES



Monoanalyt-Kontrollseren / Monoanalyte-Control Sera

Update: 03.08.2011[§]

Seite/Page 1

METHODE	EINHEIT	ZIELWERT	LEVEL 1	ZIELWERT	LEVEL 2	ZIELWERT	LEVEL 3	
METHOD	UNIT	MEAN VALUE	ZIELBEREICH	MEAN VALUE	ZIELBEREICH	MEAN VALUE	ZIELBEREICH	
			ACCEPTABLE RANGE		ACCEPTABLE RANGE		ACCEPTABLE RANGE	
Folat-BIOREF HM 01 Lot-No.: 10000 / 10001 / 10002 / 10003								
Roche/Elecsys 3. Gen.	*	ng/ml	3,3	2,2 - 4,3	9,1	6,2 - 12,0	14,3	9,8 - 18,9
Roche/Elecsys 3. Gen.	*	nmol/l	7,5	5,1 - 9,9	20,8	14,1 - 27,4	32,7	22,2 - 43,2
NSE-BIOREF TM 12 Lot-No.: 27042								
Diasorin/Liaison	°	ng/ml	5,8	3,6 - 8,0	17,0	10,5 - 23,5	87	54 - 120
DRG/ELISA	*°	ng/ml	1,87	1,16 - 2,58	6,8	4,2 - 9,4	51	32 - 70
Roche/Elecsys	°	ng/ml	1,77	1,10 - 2,44	6,21	3,85 - 8,57	59,3	36,8 - 81,8
S100-BIOREF TM 22 Lot-No.: 27059								
Diasorin/Liaison	*	µg/l	0,55	0,34 - 0,75	3,7	2,3 - 5,1	21,7	13,4 - 29,9
Roche/Elecsys	°	µg/l	0,11	0,07 - 0,15	0,53	0,33 - 0,74	2,2	1,4 - 3,0

[§] Bei diesem Update sind nicht alle Werte geprüft worden. / Not all values were checked in this update.

* Wert nach Dynamisierung bzw. Rekalibrierung - Vorwert auf Anfrage / Value after reevaluation resp. recalibration - previous data on request
 Der "Zielbereich" wurde ermittelt gem. RiliBÄK vom 15.02.2008 (Tabelle B 1 a, Spalte 3).

The "acceptable range" was calculated according to RiliBÄK dated 15.02.2008 (Tab. B 1 a, Column 3).

° vorläufiger Zielwert / preliminary value