

# 自定义设计质 控血清生产商



您的高品质免疫测定控制  
品代工生产 [OEM] 合作伙伴

[www.bioref.com](http://www.bioref.com)

**BIOREF<sup>®</sup>**



Pall GmbH 友情提供

生物化学标准品

## 自定义设计质控血清生产商

BIOREF GmbH 拥有 30 多年的第三方控制品生产经验。

我们“即时可用”的控制品是根据您的需要量身定制的免疫测定用稳定液态人血清控制品。

我们拥有获得 ISO 13485 认证的质量管理体系。我们的实验室和办事处在美茵河畔法兰克福国际机场以东 50 公里处，位于德国正中部。

### 量身定制的免疫测定控制品

我们在生产量身定制的控制品方面拥有强大的技术专长，可以满足我们客户对即时检验[POCT]、伴随诊断和代工生产[OEM]用优质控制品的特定需要。

我们凭借自身的广泛经验生产液态、“即时可用”且非常稳定的人血清控制品，非常适用于：

- 熟练度研究提供商
- 检测试剂盒生产商
- 制药公司

使用BIOREF的质量控制品，您可确保自己的测定结果准确无误！

“质量控制的目的是监测程序的分析质量，侦测变化并消除报告结果中的重大医学错误”<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Westgard JO, Barry PL. Cost-Effective Quality Control: Managing the Quality and Productivity of Analytical Processes

## 免疫测定控制品

自定义设计、液态、稳定

### 部分示例

- 肿瘤标志物控制品
- 激素控制品
- 过敏原控制品
- 血浆蛋白控制品
- 脑脊液[CSF]控制品
- 心脏标志物控制品
- 甲状腺激素控制品



# 免疫测定控制品的分析物

醋氨酚	d 01	IgA	奎尼丁
AFP	d 02	IgE	
白蛋白	D二聚体	IgG	视黄醇结合蛋白
醛固酮	DHEA硫酸盐	IgM	类风湿因子
阿米卡星	地高辛	胰岛素	
$\alpha$ 1抗胰蛋白酶	丙吡胺		S100
抗凝血酶III		$\lambda$ 轻链	水杨酸盐
抗链球菌溶血素O	e 01	$\kappa$ 轻链	SCC
Apo A1	雌二醇	乳酸盐	钠
Apo B	雌三醇	LH	T 3 游离
	乙琥胺	利多卡因	T 3 总
BNP	f 02		T 4 游离
	f 13	$\alpha$ 2巨球蛋白	T 4 总
补体 C 3	f 17	$\beta$ 2微球蛋白	睾酮
补体 C 4	铁蛋白	肌红蛋白	茶碱
CA 15-3	叶酸盐		甲状腺球蛋白
CA 19-9	FSH	NAPA	妥布霉素
CA 50		NSE	TPA
CA 72-4	g 06	NT-proBNP	TPS
CA 125	g 12		转铁蛋白
降钙素	庆大霉素	苯巴比妥	转铁蛋白受体
CASA	hGH	苯妥英	肌钙蛋白I
卡马西平	葡萄糖	钾	肌钙蛋白T
CEA	$\alpha$ 1糖蛋白	前白蛋白	TSH
氯霉素	结合珠蛋白	扑米酮	
CK-MB	$\beta$ -HCG	普鲁卡因胺	丙戊酸
氯化物	HE 4	孕酮	万古霉素
血浆铜蓝蛋白	血色素结合蛋白	pro GRP	维生素 B12
皮质醇	Her2/neu	促乳素	
CRP	同型半胱氨酸	PSA	w 06
Cyfra 21-1	羟孕酮		

## 能力

自定义设计质控血清生产商

- 30 多年经验
- ISO 13485

过敏原控制品示例

- 基质：液态人血清
- 保质期：-20° C 5年
- 稳定性：4° C 6个月

我们的控制品非常稳定且“即时可用”

肿瘤标志物控制品示例

- 基质：液态人血清
- 保质期：-20° C 5年
- 稳定性：4° C 5年

量身定制的质控血清，用于以下免疫测定：

- 心脏标志物
- 甲状腺标志物
- 肿瘤标志物
- 激素
- 治疗药物
- 脑脊液[CSF]控制品
- 过敏原控制品

# 质控血清产品示例及部分信息

产品名称	分析物			详情	
肿瘤标志物控制品	AFP CA 15-3 CA 72-4 PSA TPS	CA 19-9 CEA Ferritin SCC	CA 125 Cyfra 21-1 HCG TPA	剂型: 基质:	液态 人血清
过敏原控制品	d 01 g 06 f 13	d 02 g 12 f 17	e 01 f 02 w 06	剂型: 基质:	液态 人血清
血浆蛋白控制品	白蛋白 Apo A1* C 3 CRP 结合珠蛋白 IgE α 2巨球蛋白 κ 轻链 类风湿因子	α 1抗胰蛋白酶 Apo B C 4 铁蛋白 血色素结合蛋白 IgG β 2微球蛋白 前白蛋白 转铁蛋白	抗凝血酶III ASLO 血浆铜蓝蛋白 * α 1酸性球蛋白 IgA IgM λ 轻链 视黄醇结合蛋白 转铁蛋白受体	剂型: 基质:	液态 人血清
脑脊液[CSF]控制品	白蛋白 IgA 乳酸盐 钠	氯化物 IgG 钾	葡萄糖 IgM 蛋白	剂型: 基质:	液态 人血清
心脏标志物控制品	CK-MB NT-proBNP	同型半胱氨酸 肌钙蛋白 I	肌红蛋白 肌钙蛋白 T	剂型: 基质:	液态 人血清
甲状腺激素控制品	甲状腺球蛋白 游离 T3	TSH 总 T4	总 T3 游离 T4	剂型: 基质:	液态 人血清
激素控制品	醛固酮 皮质醇 雌三醇 HCG 羟孕酮 LH 睾酮 游离 T4	AFP DHEA硫酸盐 铁蛋白 β -HCG IgE 孕酮 TSH 维生素 B12	CK-MB 雌二醇 FSH hGH 胰岛素 促乳素 游离 T3	剂型: 基质:	液态 人血清

信赖与验证

**BIOREF**<sup>®</sup>

Dammweg 1 | 63776 Moembris/德国 | 电话 +49 6029 -5121 | 传真 -5594 | info@bioref.com

www.bioref.com