

ZIELWERTLISTE / LIST OF TARGET VALUES



Liquor Kontrolle / Cerebrospinal Fluid Control

BIOREF - LQ 10 Lots 12010, 12011, 12012, 12013 Exp. 2016-11

Update: 30.10.2014

Seite/Page 1

METHOD METHODE	UNIT EINHEIT	LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3	
		MEAN ZIELWERT	ACCEPTABLE RANGE ZIELBEREICH	MEAN ZIELWERT	ACCEPTABLE RANGE ZIELBEREICH	MEAN ZIELWERT	ACCEPTABLE RANGE ZIELBEREICH
Albumin / Albumin							
Beckman Immage	° mg/l	117	101 - 132	197	170 - 223	407	352 - 462
Siemens BN II / Prospec	° mg/l	110	95 - 125	193	167 - 219	383	331 - 435
Roche Cobas	° mg/l	95	82 - 108	179	155 - 203	377	326 - 428
Chlorid / Chloride							
ISE	° mmol/l	101	85 - 116	122	103 - 140	146	123 - 169
Gesamteiweiß / Total Protein							
Analyticon Fluitest	° mg/l	159	138 - 180	284	246 - 322	532	460 - 603
Roche Cobas	° mg/l	149	129 - 169	242	209 - 275	468	405 - 531
Glukose / Glucose							
Siemens Advia	° mg/dl	34	31 - 37	59	53 - 65	88	80 - 96
Roche Cobas	° mg/dl	35	32 - 38	58	52 - 64	88	80 - 96
Immunglobulin A / Immunoglobulin A							
Beckman Immage	° mg/l	2,8	2,4 - 3,3	5,1	4,3 - 5,9	9,2	7,8 - 10,7
Siemens BN II / Prospec	° mg/l	3,2	2,7 - 3,7	5,1	4,3 - 5,9	8,9	7,5 - 10,3
Roche Cobas	° mg/l	2,7	2,3 - 3,1	4,5	3,8 - 5,2	8,1	6,8 - 9,4
Immunglobulin G / Immunoglobulin G							
Beckman Immage	° mg/l	20,3	17,8 - 22,7	32,0	28,2 - 35,8	55,2	48,5 - 61,8
Siemens BN II / Prospec	° mg/l	21,3	18,7 - 23,8	31,4	27,6 - 35,2	53,2	46,8 - 59,6
Roche Cobas	° mg/l	18,3	16,1 - 20,5	30,3	26,7 - 33,9	50,3	44,3 - 56,3
Immunglobulin M / Immunoglobulin M							
Beckman Immage	° mg/l	1,1	0,9 - 1,2	1,8	1,5 - 2,1	3,2	2,7 - 3,7
Siemens BN II / Prospec	° mg/l	0,9	0,8 - 1,0	1,5	1,3 - 1,7	2,6	2,2 - 3,0
Roche Cobas	° mg/l	0,7	0,6 - 0,8	1,3	1,1 - 1,5	2,4	2,0 - 2,8
Kalium / Potassium							
ISE	° mmol/l	2,0	1,7 - 2,3	3,0	2,5 - 3,5	5,0	4,2 - 5,7
Laktat / Lactate							
Roche Cobas	° mmol/l	0,66	0,58 - 0,74	1,67	1,48 - 1,86	3,75	3,32 - 4,18
Natrium / Sodium							
ISE	° mmol/l	118	99 - 136	136	115 - 157	155	131 - 179

§ Bei diesem Update sind nicht alle Werte geprüft worden. / Not all values were checked in this update.

* Wert nach Dynamisierung bzw. Rekalibrierung - Vorwert auf Anfrage / Value after reevaluation resp. recalibration - previous data on request
 Der "Zielbereich" wurde ermittelt gem. RiliBÄK vom 15.02.2008 (Tabelle B 1 a, Spalte 3).
 The "acceptable range" was calculated according to RiliBÄK dated 15.02.2008 (Tab. B 1 a, Column 3).

° vorläufiger Zielwert / preliminary value