

ZIELWERTLISTE / LIST OF TARGET VALUES



Monoanalyt-Kontrollseren / Monoanalyte-Control Sera

Update: 22.01.2013<sup>§</sup>

Seite/Page 1

METHODE	EINHEIT	ZIELWERT	LEVEL 1	ZIELWERT	LEVEL 2	ZIELWERT	LEVEL 3
METHOD	UNIT	MEAN VALUE	ZIELBEREICH	MEAN VALUE	ZIELBEREICH	MEAN VALUE	ZIELBEREICH
			ACCEPTABLE RANGE		ACCEPTABLE RANGE		ACCEPTABLE RANGE
<b>Folat-BIOREF</b> HM 01 Lot-No.: 11110 / 11111 / 11112 / 11113							
Roche/Elecsys 3. Gen.	ng/ml	5,4	3,7 - 7,1	10,1	6,9 - 13,3	15,6	10,6 - 20,6
Roche/Elecsys 3. Gen.	nmol/l	12,3	8,4 - 16,3	23,0	15,6 - 30,4	35,7	24,2 - 47,1
Siemens/Immulin	° ng/ml	3,3	2,3 - 4,4	7,3	4,9 - 9,6	11,7	8,0 - 15,4
Siemens/Immulin	° nmol/l	7,6	5,1 - 10,0	16,6	11,3 - 21,9	26,7	18,1 - 35,2
<b>NSE-BIOREF</b> TM 12 Lot-No.: 12100 / 12101 / 12102 / 12103							
Diasorin/Liaison	° ng/ml	6,3	3,9 - 8,7	17,8	11,0 - 24,6	91	56 - 126
Roche/Elecsys	° ng/ml	2,08	1,29 - 2,87	6,8	4,2 - 9,3	61	38 - 84
<b>S100-BIOREF</b> TM 22 Lot-No.: 11140 / 11141 / 11142 / 11143							
Diasorin/Liaison	µg/l	0,99	0,61 - 1,37	3,9	2,4 - 5,4	16,9	10,5 - 23,3

<sup>§</sup> Bei diesem Update sind nicht alle Werte geprüft worden. / Not all values were checked in this update.

\* Wert nach Dynamisierung bzw. Rekalibrierung - Vorwert auf Anfrage / Value after reevaluation resp. recalibration - previous data on request  
 Der "Zielbereich" wurde ermittelt gem. RiliBÄK vom 15.02.2008 (Tabelle B 1 a, Spalte 3).

The "acceptable range" was calculated according to RiliBÄK dated 15.02.2008 (Tab. B 1 a, Column 3).

° vorläufiger Zielwert / preliminary value